Московский физико-технический институт (государственный университет) Факультет общей и прикладной физики

Лабораторная работа №5.5

(Общая физика: квантовая физика)

Компьютерная сцинтилляционная γ -спектрометрия

Работу выполнил: Иванов Кирилл, 625 группа

г. Долгопрудный 2018 год

Цель работы: да я блять не ебу

1. Теоретическое введение

Основная задача спектрометрических измерений заключается в определении энергии, интенсивности дискретных гамма-линий от различных гамма-источников и их идентификации.

Основными процессами взаимодействия гамма-излучения с веществом являются фотоэффект, эффект Комптона и образование электрон-позитронных пар. Каждый из этих процессов вносит свой вклад в образование наблюдаемого спектра. Образующиеся при этих процессах электроны испытывают большое количество неупругих соударений с молекулами и атомами среды. Неупругие соударения могут сопровождаться как ионизацией, так и возбуждением молекул или атомов среды. В промежуточных же стадиях (при переходах возбужденных молекул или атомов в основное состояние, при рекомбинации электрических зарядов и т.п.) в веществе возникают кванты света различных длин волн, присущих данному веществу.

При фотоэффекте кинетическая энергия электрона $T_e = E_{\gamma} - I_i$, где I_i — энергия ионизации i-той оболочки атома. Фотоэффект особенно существенен для тяжелых веществ, где он идет с заметной вероятностью даже при высоких энергиях гамма-квантов. В легких веществах фотоэффект становится заметен лишь при относительно небольших энергиях гамма-квантов. Наряду с фотоэффектом, при котором вся энергия гамма-кванта передается атомному электрону, взаимодействие гамма-излучения со средой может приводить к его рассеянию, т.е. отклонению от первоначального направления распространения на некоторый угол.

При эффекте Компотна происходит упругое рассеяние фотона на свободном электроне, сопровождающееся изменением длины волны фотона (реально этот процесс происходит на слабо связанных с атомом внешних электронах). Максимальная энергия образующихся комптоновских электронов соответствует рассеянию гамма-квантов на 2π и равна

$$E_{\text{c}_max} = \frac{\hbar\omega}{1 + \frac{m_e c^2}{2\hbar\omega}}$$

При достаточно высокой энергии гамма-кванта наряду с фотоэффектом и эффектом Комптона может происходить третий вид взаимодействия гамма-квантов с веществом — образование электрон-позитронных пар. При этом если процесс образования пары идет в кулоновском поле ядра или протона, то энергия образующегося ядра отдачи оказывается весьма малой, так что пороговая энергия гамма-кванта, необходимая для образования пары, практически совпадает с удвоенной энергией покоя электрона $E_0 = 2m_ec^2 = 1,022$ МэВ.

Появившийся в результате процесса образования пар электрон теряет свою энергию на ионизацию среды. Таким образом, вся энергия электрона остается в детекторе. Позитрон будет двигаться до тех пор, пока практически не остановится, а затем аннигилирует с электроном среды, в результате чего появятся два гамма-кванта. Т.е., кинетическая энергия позитрона также останется в детекторе. Далее возможны три варианта развития событий:

а) оба родившихся гамма-кванта не вылетают из детектора, и тогда вся энергия первичного гамма-кванта останется в детекторе, а в спектре появится пик с $E=E_{\gamma}$;

- б) один из родившихся гамма-квантов покидает детектор, и в спектре появляется пик, соответствующий энергии $E = E_{\gamma} E0$, где $E_0 = m_e c^2 = 511$ кэB;
- в) оба родившихся гамма-кванта покидают детектор, и в спектре появля- ется пик, соответствующий энергии $E = E_{\gamma} - 2E0$, где $2E_0 = 2m_ec^2 = 1022$ кэB;

Таким образом, любой спектр, получаемый с помощью гамма-спектрометра, описывается несколькими компонентами, каждая из которых связана с определенным физическим процессом. Как описано выше, основными физическими процессами взаимодействия гамма-квантов с веществом являются фотоэффект, эффект Комптона и образование электрон-позитронных пар, и каждый из них вносит свой вклад в образование спектра. Помимо этих процессов, добавляются экспонента, связанная с наличием фона, пик характеристического излучения, возникающий при взаимодействии гамма-квантов с окружающим веществом, а также пик обратного рассеяния, образующийся при энергии квантов $E_{\gamma} \gg mc^2 2/2$ в результате рассеяния гамма-квантов на большие углы на материалах конструктивных элементов детектора и защиты. Положение пика обратного рассеяния определяется по формуле (E — энергия фотопика):

$$E_{\text{o6p}} = \frac{E}{1 + \frac{2E}{mc^2}}$$

Энергетическим разрешением спектрометра называется величина

$$R_i = \frac{\Delta E_i}{E_i} \tag{1}$$

т.е. отношение ширины пика полного поглощения (измеренной на полувысоте) к регистрируемой энергии пика поглощения. Это значение $E_i \propto \overline{n_i}$ — числу частиц на выходе ФЭУ. При этом $\Delta E_i \propto \overline{\Delta n_i} = \sqrt{\overline{n_i}}$ — ширина пика пропорциональна среднеквадратичной флуктуации, которая равна корню из числа частиц. Таким образом, наша формула (1) примет вид

$$R_i = \frac{\text{const}}{\Delta E_i}$$

2. Выполнение работы

Проведем измерения гамма-спектров для 22 Na, 137 Cs, 60 Co, 241 Am и 152 Eu, а также измерение фона. Измерения для цезия повторим на соседней установке. Получаем зависимость счета на сцинтилляторе $N_{_{\rm H}}'$ от номера канала N.

Найдем пики полного рассеяния для натрия $^{22}{\rm Na}$ и цезия $^{137}{\rm Cs}$:

$$N_{Na_{1}} = 597.5, \quad N_{Na_{2}} = 1395.2, \quad N_{Cs} = 754.2$$

Мы знаем, что этим пикам соответствуют табличные значения энергии 511, 1275 и 662 кэВ соответственно. Тогда проведем калибровку спектрометра, построив линейную зависимость энергии гамма-кванта от номера канала $E_i = f(N_i)$. Результат калибровки:

$$E_j = (-60.537 + 0.957N_i)$$
 кэВ

С помощью полученной зависимости переведем все полученные значения каналов в энергии, а счет сцинтиллятора отнормируем по времени, получив число частиц за секунду $N_{\rm q}=\frac{N_{\rm q}'}{t}.$ Погрешность счета подсчитаем по формуле

$$\sigma_{N_{\mathbf{q}}} = N_{\mathbf{q}} \cdot \frac{\sqrt{N_{\mathbf{q}}'}}{N_{\mathbf{q}}'} = \frac{\sqrt{N_{\mathbf{q}}'}}{t}$$

Во всех измерениях t в диапазоне 600-700 секунд. Отложим по оси абсцисс энергию полученных экспериментальных точек, а по оси ординат — число частиц за секунду (рис.)




Рис. 1: Измерение фона

 ${\bf C}$ помощью ${\bf \Pi}{\bf O}$ компьютера экспериментальной установки получим значения пиков полного поглощения и их ширины

3. Вывод